

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항S100/S100A1 토끼 단클론 항체 - P23297

품목 번호: CM0007012



소개

이 S100/S100A1 토끼 단클론 항체는 WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 사용이 검증되었습니다. 이 항체는 심근세포 조절과 Ca²⁺ 항상성에 중요한 칼슘 결합 단백질인 인간, 마우스 및 래트 S100A1을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	S100/S100A1 토끼 단클론 항체
비고/별칭	S100; S100A; S100-alpha; S100/S100A1
종	인간
유전자ID (인간)	6271
유전자ID	6271
면역원	재조합 단백질; 인간 S100/S100A1의 아미노산 1-94에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (NP_006262.1)
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P23297
단백질 분자량	11kDa
배송 방법	아이스백