

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-S100/S100A1 토끼 다클론 항체 - P23297

품목 번호: CM0016294



소개

WB, IHC-P, ELISA용 인간 S100/S100A1에 대한 토끼 다클론 항체. 인간, 마우스, 래트를 인식합니다.

S100A1은 Ca^{2+} 항상성을 조절하는 심장 칼슘 결합 단백질입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	S100/S100A1 토끼 pAb
비고/별칭	S100; S100A; S100-alpha; S100/S100A1
종	인간
유전자 ID (인간)	6271
유전자 ID	6271
면역원	재조합 단백질 인간 S100/S100A1 (NP_006262.1)의 아미노산 1-94에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P23297
단백질 분자량	11kDa
배송 방식	아이스백