

Wb 및 Elisa용 Anti-S1Pr2 토끼 다클로날 항체 - O95136

품목 번호: CM0019536



소개

인간 S1PR2 (O95136)를 타겟으로 하는 고품질의 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. S1P 신호 전달, GPCR 및 난청 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	S1PR2 Rabbit pAb
비고/별칭	EDG5; H218; LPB2; S1P2; AGR16; EDG-5; DFN68; Gpcr13; S1PR2
종	인간(Human)
GeneID (인간)	9294
GeneID	9294
면역원	합성 펩타이드; 인간 S1PR2 (NP_004221.3)의 아미노산 250-353 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	O95136
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스 백(Ice bag)