


Anti-S1Pr3 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q99500

품목 번호: CM0002339



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 고품질의 anti-S1PR3 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트 S1PR3 (EDG3)와 반응합니다. 스핑고신 1-인산 수용체 신호 전달 및 관련 생물학적 과정 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	S1PR3 Rabbit mAb
비고/별칭	EDG3; LPB3; S1P3; EDG-3; C9orf47; C9orf108; bA791O21.3; S1PR3
종(Species)	Human
GeneID (Human)	1903
GeneID	1903
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 S1PR3 (Q99500)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
어플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q99500
단백질 분자량	42kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)