


Wb, Elisa용 Anti-S1Pr5 Rabbit Polyclonal Antibody - Q9H228

품목 번호: CM0018987



소개

WB 및 ELISA용 S1PR5 토끼 폴리클론 항체. 다양한 생리적 과정에 관여하는 GPCR인 인간 스핑고신 1-인산 수용체 5(EDG8)를 표적으로 합니다. 신경과학 및 면역학 연구용.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	S1PR5 Rabbit pAb
비고/별칭	EDG8; S1P5; Edg-8; SPPR-1; SPPR-2; S1PR5
종	인간
유전자 ID	53637
면역원	인간 S1PR5 (NP_110387.1)의 아미노산 307-398에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9H228
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백