


## Anti-S6 리보솜 단백질 (Rps6) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P62753

품목 번호: CM0002765



### 소개

WB, IF/ICC, ELISA 검증 Rabbit monoclonal anti-RPS6 항체. 인간, 마우스, 래트와 반응. 29 kDa 40S 리보솜 단백질 eS6 표적. 번역 및 세포 성장 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 제품명         | S6 리보솜 단백질 (RPS6) Rabbit mAb                                 |
| 비고/별칭       | S6; eS6; S6 리보솜 단백질 (RPS6)                                   |
| 종           | 인간                                                           |
| 유전자 ID (인간) | 6194                                                         |
| 유전자 ID      | 6194                                                         |
| 면역원         | 인간 RPS6 (NP_001001.2)의 아미노산 1-130에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 원천          | 래빗                                                           |
| 카테고리        | 모노클로날 항체                                                     |
| 적용 분야       | WB, IF/ICC, ELISA                                            |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                                  |
| SWISS       | P62753                                                       |
| 단백질 분자량     | 29kDa                                                        |
| 배송          | 아이스 팩                                                        |