


Anti-S6 리보솜 단백질 (Rps6) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62753

품목 번호: CM0029367



소개

인간 S6 리보솜 단백질 (RPS6)에 대한 토끼 폴리클론 항체. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합. 인간, 마우스, 래트 검출. 리보솜 및 세포 성장 연구용.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	S6 리보솜 단백질 (RPS6) Rabbit pAb
비고 / 별칭	S6; eS6; S6 리보솜 단백질 (RPS6)
종	인간
유전자 ID (인간)	6194
유전자 ID	6194
면역원	합성 펩타이드: 인간 RPS6 (NP_001001.2)의 아미노산 1-130 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P62753
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스백