


Wb 및 Elisa용 Anti-Saa1 다클론 항체 - P0Dji8

품목 번호: CM0015370



소개

사람 SAA1(혈청 아밀로이드 A1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA 응용 분야에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 급성기 단백질 및 아밀로이드증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SAA1 토끼 pAb
비고/별칭	SAA; PIG4; SAA2; TP53I4; SAA1
종	사람
GeneID(사람)	6288
GeneID	6288
면역원	합성 펩타이드: 사람 SAA1(NP_000322.2)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P0DJI8
단백질 분자량	12 kDa
배송	얼음팩