

Wb, Elisa용 항-Saal1 다클론 항체 - Q96Er3

품목 번호: CM0014377

소개

인간 SAAL1(SPACIA1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 활막 섬유아세포 증식 및 염증성 관절염 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SAAL1 토끼 pAb
비고/별칭	SPACIA1; SAAL1
종	인간
GeneID (인간)	113174
GeneID	113174
면역원	인간 SAAL1(NP_612430.2)의 아미노산 175-474에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q96ER3
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스팩