


Wb 및 Elisa용 항-Sae1 토끼 단클론 항체 - Q9Ube0

품목 번호: CM0003310



소개

WB, ELISA에서 검증된 SAE1 토끼 단클론 항체.
SUMO화의 핵심 E1 효소인 인간 SAE1(SUMO 활성화 효소 서브유닛 1)을 표적으로 하며, 핵 단백질 조절 및 세포주기 진행에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SAE1 토끼 단클론 항체
비고/별칭	AOS1, SUA1, UBLE1A, HSPC140, SAE1
종	인간
유전자 ID (인간)	10055
유전자 ID	10055
면역원	인간 SAE1 (Q9UBE0)의 아미노산 200~300 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9UBE0
단백질 분자량	38kDa
배송 방법	아이스 팩