


Anti-Sae1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Ube0

품목 번호: CM0030252



소개

인간 SAE1(SUMO-활성화 효소 소단위체 1)을 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며, 인간 및 마우스 SAE1을 검출합니다. SUMO화 및 세포 주기 연구용.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SAE1 Rabbit pAb
비고/별칭	AOS1; SUA1; UBLE1A; HSPC140; SAE1
종	인간
GeneID (Human)	10055
GeneID	10055
면역원	인간 SAE1 (NP_005491.1)의 아미노산 1-346에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9UBE0
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스백