

Wb, Ihc-P, Elisa용 Safb 토끼 단클론 항체 - Q15424

품목 번호: CM0007022

소개

사람, 마우스, 랫드에서 WB, IHC-P, ELISA 검증이 완료된 SAFB 토끼 단클론 항체입니다. 전사 조절 및 에스트로겐 수용체 공동억제인자 연구를 위한 재조합 면역원이 사용되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SAFB 토끼 mAb
비고/별칭	HAP, HET, SAF-B, SAFB1, SAB-B1, SAF-B1, SAFB
종	사람
GeneID (사람)	6294
GeneID	6294
면역원	사람 SAFB(NP_002958.2)의 815~915번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q15424
단백질 분자량	103kDa
배송	아이스팩