

Wb, Elisa용 항-Safb2 토끼 다클론 항체 - Q14151

품목 번호: CM0027038

소개

웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증된 항-SAFB2 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 생쥐, 쥐 시료에서 SAFB2(~107 kDa)를 검출합니다. 크로마틴 조직과 전사 조절에 관여하는 스캐폴드 부착 인자 B2를 표적으로 하며 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SAFB2 토끼 pAb
비고/별칭	SAFB2
종	사람
GeneID (사람)	9667
GeneID	9667
면역원	사람 SAFB2 (NP_055464.1)의 아미노산 1-255에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	Q14151
단백질 분자량	107kDa
배송	아이스팩