

항-Sag (S-어레스틴) 다클론 항체 - P10523

품목 번호: CM0016965

소개

웨스턴 블롯(WB), 면역조직화학(IHC-P) 및 ELISA용 인간 SAG (S-어레스틴)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 로돕신 신호전달 및 망막 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SAG 토끼 pAb
비고/별칭	RP47; RP96; S-AG; SAG
종	인간
GeneID	6295
면역원	인간 SAG (NP_000532.2)의 아미노산 1-405에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P10523
단백질 분자량	45kDa
배송 방법	아이스백