

Ihc-P 및 Elisa용 Anti-Sall4 단클론 항체 - Q9Ujq4

품목 번호: CM0005886



소개

인간 Sall4를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, IHC-P 및 ELISA 응용 분야에 사용됩니다. 줄기세포 유지 및 백혈병 연구에 이상적입니다. 인간과 교차 반응합니다. 약 112 kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Sall4 토끼 mAb
비고/별칭	DRRS; IVIC; HSAL4; ZNF797; Sall4
종	인간
GeneID (인간)	57167
면역원	인간 Sall4 재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9UJQ4
단백질 분자량	112kDa
배송	아이스백