

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Sall4 다클론 항체 - Q9Ujq4

품목 번호: CM0018839



소개

이 항-Sall4 토끼 다클론 항체는 인간 Sall4를 표적으로 하며(UniProt Q9UJQ4) WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었고 생쥐 및 래트와 교차반응성을 보여 줄기세포 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Sall4 토끼 pAb
비고/별칭	DRRS; IVIC; HSAL4; ZNF797; Sall4
종	인간
유전자ID (인간)	57167
유전자ID	57167
면역원	인간 Sall4(NP_065169.1)의 아미노산 853-1053에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 래트
SWISS	Q9UJQ4
단백질 분자량	112kDa
배송 방식	아이스 팩