


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Samhd1 단클론 항체 - Q9Y3Z3

품목 번호: CM0006074



소개

인간 교차반응성이 검증된 SAMHD1 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 적용 가능합니다. 항바이러스 방어와 DNA 수복에 관여하는 디옥시뉴클레오시드 삼인산 트리포스포하이드롤라아제를 표적으로 하며 면역학 및 종양학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SAMHD1 토끼 단클론 항체
비고/별칭	DCIP; CHBL2; HDDC1; MOP-5; SBB188; hSAMHD1; SAMHD1
종	인간
유전자 ID	25939
면역원	합성 펩티드 인간 SAMHD1 (NP_056289.2)의 아미노산 527-626번 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차반응성	인간
SWISS	Q9Y3Z3
단백질 분자량	72kDa
배송 방식	아이스팩