

Anti-Sap130 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9H0E3

품목 번호: CM0017889

소개

사람 SAP130에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와의 교차 반응성을 가집니다. 전사 억제 및 mSin3A 복합체 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SAP130 Rabbit pAb
비고/별칭	SAP130
종	사람
유전자 ID (사람)	79595
유전자 ID	79595
면역원	사람 SAP130 (NP_078821.2)의 아미노산 819-1048에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 단백질/제조합 융합 단백질
원천	토끼
분류	폴리클로날 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9H0E3
단백질 분자량	110kDa
배송	아이스백