


Anti-Sar1B Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Y6B6

품목 번호: CM0030917



소개

인간 SAR1B (SWISS: Q9Y6B6)에 대한 토끼 폴리클론 항체. WB 및 ELISA에서 검증됨. 소포체에서 골지체로의 운송 및 지질단백질 이동에 관여하는 작은 COPII 코트 GTPase를 표적. 진단 및 연구 응용에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SAR1B Rabbit pAb
비고/별칭	ANDD; CMRD; GTBPB; SARA2; SAR1B
종	인간
GeneID (Human)	51128
GeneID	51128
면역원	인간 SAR1B (NP_057187.1)의 아미노산 1-198에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9Y6B6
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스백