

Anti-Sarcospan (Sspn) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - Q14714

품목 번호: CM0013698

소개

인간 Sarcospan(SSPN)에 대한 토끼 폴리클로날 항체, WB, ELISA에 대해 검증됨. 마우스, 래트와 교차 반응. 디스트로핀-당단백질 복합체 및 근육 생물학 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SSPN Rabbit pAb
비고/별칭	KRAG; NSPN; SPN1; SPN2; DAGA5; SSPN
종	인간
GeneID	8082
면역원	인간 SSPN (NP_005077.2)의 아미노산 1-60에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q14714
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스백