

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Sardh 토끼 다클론 항체 - Q9U112

품목 번호: CM0028925

소개

인간 SARDH(사르코신 탈수소효소)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 마우스와 랫트와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 콜린 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SARDH 토끼 pAb
비고/별칭	SAR; SDH; SARD; BPR-2; DMGDHL1; SARDH
종	인간
유전자 ID (인간)	1757
유전자 ID	1757
면역원	인간 SARDH (NP_009032.2)의 아미노산 300-560에 해당하는 서열을 포함한 제조합 용합 단백질입니다.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫트
SWISS	Q9UL12
단백질 분자량	101kDa
배송	아이스 팩