

Wb, Elisa용 항-Sarm1 단일클론 항체 - Q6Pds3

품목 번호: CM0007083

소개

WB 및 ELISA 검증이 완료된 Sarm1 표적 마우스 단일클론 항체입니다. 사람, 마우스 및 랫드 샘플에서 내인성 Sarm1을 검출합니다. 축삭 변성과 선천면역 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Sarm1 마우스 mAb
비고/별칭	Sarm; MyD885; A830091I15Rik; Sarm1
종	마우스
유전자 ID (사람)	23098
유전자 ID	237868
면역원	마우스 Sarm1(NP_766383.2)의 아미노산 1-100번 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	마우스
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q6PDS3
단백질 분자량	79kDa
배송	아이스백