

Anti-Sarnp 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - P82979

품목 번호: CM0015228



소개

인간 SARNP(CIP29/Hcc-1)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. SARNP는 mRNA 수출과 세포 성장 조절에 관여하는 TREX 복합체 구성 요소입니다. 암 및 전사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SARNP 토끼 pAb
비고/별칭	HCC1; THO1; CIP29; HSPC316; SARNP
종	인간
유전자 ID (인간)	84324
면역원	재조합 단백질; 인간 SARNP(NP_149073.1)의 아미노산 1-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P82979
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스백