

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Sars-Cov-2 3CLpro 폴리클론항체 - P0Dtc2

품목 번호: CM0024409



소개

주요 바이러스 프로테아제인 SARS-CoV-2 3CLpro에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체입니다. COVID-19 연구, 치료 모니터링 및 진단 키트 개발을 위한 WB, IF/ICC, ELISA 응용 분야에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	SARS-CoV-2 3CLpro 토끼 pAb
GeneID	43740578
면역원	코로나바이러스 3CLpro (YP_009725295.1)의 아미노산 1-306에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
단백질 무게	141kDa
배송	아이스백