


Anti-Sars-Cov-2 N 단백질 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P59595

품목 번호: CM0020939



소개

SARS-CoV-2 뉴클레오캡시드 단백질(N 단백질)을 표적하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 약 46 kDa 단백질을 검출합니다. 바이러스 조립, 숙주 상호작용 및 진단 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	SARS-CoV-2 N 단백질 Rabbit pAb
유전자 ID	1489678
면역원	코로나바이러스 N 단백질 (NP_828858.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	SARS-CoV-2
SWISS	P59595
단백질 무게	46kDa
배송	아이스백