


Wb, Elisa용 사스코로나바이러스-2 Nsp12 토끼 다클론 항체 - P0Dtd1

품목 번호: CM0020123



소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 사용 가능한 고품질 사스코로나바이러스-2 NSP12(RNA 중합효소) 특이 토끼 다클론 항체입니다. 사스코로나바이러스-2를 인식하며 바이러스 복제 연구 및 진단법 개발에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	사스코로나바이러스-2 NSP12 토끼 pAb
유전자ID	43740578
면역원	코로나바이러스 NSP12 (YP_009725307.1) 아미노산 200~300번 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사스코로나바이러스-2
SWISS	P0DTD1
단백질 분자량	794kDa
배송 방법	아이스 팩