


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Sars-Cov-2 Nsp13 Rabbit Polyclonal 항체 - P0Dtd1

품목 번호: CM0022063



소개

SARS-CoV-2 NSP13 헬리케이스에 대한 Rabbit polyclonal 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. SARS-CoV-2와 교차 반응함. 바이러스 복제 및 선천면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SARS-CoV-2 NSP13 Rabbit pAb
종	SARS-CoV-2
GeneID	43740578
면역원	코로나바이러스 NSP13 (YP_009725308.1)의 아미노산 1-601에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD1
단백질 분자량	794kDa
배송	아이스백