


Wb, Elisa용 향사스코로바이러스-2 Nsp15 토끼 다클론 항체 - P0Dtd1

품목 번호: CM0024312



소개

사스코로바이러스-2 NSP15 엔도리보뉴클레아제를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. RNA 복제 및 면역 회피에 관여하는 바이러스 NSP15를 검출합니다. 코로나19 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	사스코로바이러스-2 NSP15 토끼 pAb
유전자 ID	43740578
면역원	코로나바이러스 NSP15 (YP_009724389.1) 아미노산 6600-6700 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사스코로바이러스-2
SWISS	P0DTD1
단백질 분자량	794 kDa
배송 방법	아이스 팩 포장