


Western Blot, Elisa용 Anti-Sars-Cov-2 Nsp16 Rabbit Polyclonal Antibody - P0Dtd1

품목 번호: CM0019413



소개

Western blot 및 ELISA 적용을 위한 SARS-CoV-2 NSP16 (2'-O-메틸트랜스퍼라제)에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체입니다. 코로나바이러스 복제 및 면역 회피 메커니즘 연구를 위한 필수 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SARS-CoV-2 NSP16 Rabbit pAb
유전자 ID	43740578
면역원	코로나바이러스 NSP16 (YP_009725302.1)의 아미노산 236-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
원산지	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD1
단백질 분자량	794kDa
배송	아이스백