


Wb 및 Elisa용 Anti-Sars-Cov-2 Nsp2 토끼 다클로날 항체 - P0Dtd1

품목 번호: CM0024677



소개

SARS-CoV-2 비구조 단백질 2(NSP2)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 적합합니다. 바이러스 복제, 숙주 번역 억제 및 선천성 면역 회피 연구에 활용됩니다. UniProt: P0DTD1.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SARS-CoV-2 NSP2 토끼 pAb
GeneID	43740578
면역원	코로나바이러스 NSP2 (YP_00742609.1)의 아미노산 150-250 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD1
단백질 분자량	794kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)