


Wb, Elisa용 항-Sars-Cov-2 Nsp3 다클론 항체 - P0Dtd1

품목 번호: CM0020741



소개

SARS-CoV-2 NSP3 토끼 다클론 항체는 WB와 ELISA에서 검증되었습니다. SARS-CoV-2 레플리카제 폴리단백질 1ab의 NSP3 영역을 표적으로 합니다(UniProt P0DTD1). 바이러스 복제 및 숙주 상호작용 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SARS-CoV-2 NSP3 토끼 pAb
GeneID	43740578
면역원	코로나바이러스 NSP3 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질 (YP_009725299.1)
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD1
단백질 분자량	794kDa
배송 방식	아이스백