


## Anti-Sars-Cov-2 Ns2P4 토끼 다클로날 항체 (Wb, Ip, Elisa용) - P0Dtd1

품목 번호: CM0022837



### 소개

WB, IP, ELISA에 적합한 Anti-SARS-CoV-2 NSP4 토끼 다클로날 항체입니다. 이중 막 소포(double-membrane vesicle) 형성에 관여하는 주요 바이러스 복제 효소 단백질을 표적으로 하며, SARS-CoV-2 연구 및 진단 개발을 지원합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 값                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | SARS-CoV-2 NSP4 Rabbit pAb                                            |
| Gene ID                  | 43740578                                                              |
| 면역원(Immunogen)           | 코로나바이러스 NSP4 (YP_009725300.1)의 아미노산 400-500에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                                            |
| 카테고리                     | 폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)                                       |
| 애플리케이션(Application)      | WB, IP, ELISA                                                         |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | SARS-CoV-2                                                            |
| SWISS                    | P0DTD1                                                                |
| 단백질 분자량                  | 794 kDa                                                               |
| 배송(Shipping)             | 아이스 팩(Ice bag)                                                        |