

Wb, Elisa용 항-Sars-Cov-2 Nsp7 토끼 다클론 항체 - P0Dtc2

품목 번호: CM0021254



소개

SARS-CoV-2 NSP7 단백질에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간 교차 반응성을 보이며 Western blot(WB) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. COVID-19 연구 및 진단 분석법 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SARS-CoV-2 NSP7 토끼 pAb
유전자 ID	43740578
면역원	코로나바이러스 NSP7의 아미노산 1-83(YP_009742614.1)에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P0DTC2
단백질 중량	141kDa
배송	아이스팩