


Wb 및 Elisa용 항-Sars-Cov-2 Orf7A 다클론 항체 - P0Dtc7

품목 번호: CM0021405



소개

WB 및 ELISA 검증을 거친 SARS-CoV-2 ORF7a 토끼 다클론 항체입니다. 테더린(tetherin)에 길항하고 MHC-I을 하향 조절하여 숙주 면역 반응을 억제하는 바이러스 면역 회피 단백질인 ORF7a(P0DTC7)를 인식합니다. COVID-19 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SARS-CoV-2 ORF7a 토끼 pAb
종	SARS-CoV-2
유전자 ID	43740573
면역원	코로나바이러스 ORF7a(YP_009724395.1)의 16-98 아미노산 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC7
단백질 무게	14kDa
배송	아이스팩