

Wb, Elisa용 항-Sars-Cov-2 스파이크 Ecd 폴리클로날 항체 - P0Dtc2

품목 번호: CM0021544



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증된 SARS-CoV-2 스파이크 ECD 토끼 폴리클로날 항체. 바이러스 진입 연구 및 진단 개발에 필수적인 스파이크 당단백질의 세포외 도메인을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SARS-CoV-2 스파이크 ECD 토끼 pAb
비고/별칭	스파이크 당단백질; SARS-CoV-2 스파이크 ECD
GeneID	43740568
면역원	코로나바이러스 스파이크 ECD (YP_009724390.1)의 아미노산 11-1208에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
단백질 분자량	141kDa
배송	아이스백