

Wb용 항-Sars-Cov-2 스파이크 토끼 폴리클론항체 - P0Dtc2

품목 번호: CM0020686



소개

SARS-CoV-2 스파이크 당단백질(S)을 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체입니다. WB, DB, IF/ICC, IP 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. SARS-CoV-2 스파이크에 특이적입니다. 바이러스 진입, 융합 및 면역회피 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SARS-CoV-2 스파이크 토끼 pAb
비고/별칭	스파이크 당단백질; SARS-CoV-2 스파이크
GeneID	43740568
면역원	코로나바이러스 스파이크(YP_009724390.1)의 아미노산 600-700에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용	WB, DB, IF/ICC, IP, ELISA
교차반응성	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
단백질 분자량	141kDa
배송	아이스백