

Wb, Elisa용 항Sars-Cov-2 스파이크 Rbd(오미크론) 다클론 항체 - P0Dtc2

품목 번호: CM0020630



소개

SARS-CoV-2 스파이크 단백질(오미크론 변이) 수용체 결합 도메인을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며 SARS-CoV-2를 인식합니다. COVID-19 연구 및 진단 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SARS-COV-2 스파이크 RBD(오미크론) 단백질 pAb
비고/별칭	스파이크 당단백질
유전자 ID	43740568
면역원	재조합 단백질 코로나바이러스 SARS-COV-2 스파이크 RBD(오미크론) 단백질(P0DTC2)의 아미노산 319-541에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
단백질 분자량	141kDa
배송	아이스백