

Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 항-Sars-Cov-2 스파이크 Rbd 폴리클론항체 - P0Dtc2

품목 번호: CM0023226



소개

SARS-CoV-2 스파이크 당단백질(P0DTC2)의 수용체 결합 도메인(RBD)을 인식하는 토끼 폴리클론항체입니다. WB, IF/ICC, IP 및 ELISA에 대해 검증되었으며 SARS-CoV-2와 반응합니다. 바이러스 진입 및 중화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SARS-CoV-2 스파이크 RBD 토끼 pAb
비고/별칭	스�파이크 당단백질; SARS-CoV-2 스파이크 RBD
유전자 ID	43740568
면역원	코로나바이러스 스파이크 RBD (YP_009724390.1)의 아미노산 332-550에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
단백질 분자량	141kDa
배송	아이스백