

Wb, Elisa용 항-Sars-Cov-2 Spike S1 토끼 다클론 항체 - P59594

품목 번호: CM0021770



소개

WB 및 ELISA에 적합한 SARS-CoV-2 Spike S1(E2)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. SARS-CoV와 교차 반응합니다. 표적 단백질의 분자량은 139 kDa이며, UniProt 등록번호는 P59594입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SARS-CoV-2 Spike S1 토끼 pAb
비고/별칭	E2; SARS-CoV-2 Spike S1
유전자 ID	1489668
면역원	코로나바이러스 Spike S1(NP_828851.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	SARS-CoV
SWISS	P59594
단백질 분자량	139kDa
배송	아이스팩