

Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 항-Sars-Cov-2 스파이크 S1 토끼 다클론 항체 - P0Dtc2

품목 번호: CM0021196



소개

이 토끼 다클론 항체는 SARS-CoV-2 스파이크 S1 서브유닛(UniProt P0DTC2)을 표적으로 하며, WB, IF/ICC, IP 및 ELISA에서 검증되었습니다. 바이러스 침입 및 숙주 상호작용 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SARS-CoV-2 스파이크 S1 토끼 pAb
비고/별칭	스파이크 당단백질; SARS-CoV-2 스파이크 S1
유전자 ID	43740568
면역원	코로나바이러스 스파이크 S1(YP_009724390.1)의 아미노산 11-682에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
단백질 분자량	141kDa
배송	아이스백