

Wb, Db, If/Icc, Ip 및 Elisa용 항Sars-Cov-2 스파이크 S2 Ecd 토끼 다클론 항체 - P0Dtc2

품목 번호: CM0023544



소개

SARS-CoV-2 스파이크 S2 세포외 도메인(ECD)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, DB, IF/ICC, IP 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 SARS-CoV-2를 인식합니다. 바이러스 침입 및 융합 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SARS-CoV-2 스파이크 S2 ECD 토끼 pAb
비고/별칭	스�파이크 당단백질; SARS-CoV-2 스파이크 S2 ECD
종	토끼
유전자 ID	43740568
면역원	SARS-CoV-2 스파이크 S2 ECD 아미노산 686-1214에 해당하는 합성 펩티드 (YP_009724390.1)
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, DB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
단백질 분자량	141kDa
배송	아이스 팩