

Wb, Ip, Elisa용 항Sars-Cov-2 스파이크 S2 다클론 항체 - P0Dtc2

품목 번호: CM0024350



소개

SARS-CoV-2 스파이크 S2 서브유닛에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역침전법 및 ELISA에 적합합니다. SARS-CoV-2의 스파이크 당단백질(UniProt P0DTC2)을 검출하며 SARS-CoV-2에 교차반응성을 나타냅니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SARS-CoV-2 스파이크 S2 토끼 pAb
비고/별칭	스파이크 당단백질; SARS-CoV-2 스파이크 S2
유전자 ID	43740568
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차반응성	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
단백질 분자량	141kDa
배송 방식	아이스팩