

Wb & Elisa용 Anti-Sars-Cov Spike 폴리클로날 항체 - P59594

품목 번호: CM0020972



소개

SARS-CoV Spike 당단백질(E2)을 표적하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. SARS-CoV와 교차 반응합니다. 바이러스 진입, 융합 및 숙주 면역 회피 메커니즘 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

핵심 제품 사양 및 매개변수	
제품명	SARS-CoV Spike Rabbit pAb
비고/별칭	E2; SARS-CoV Spike
유전자 ID	1489668
면역원	코로나바이러스 스파이크(NP_828851.1)의 아미노산 600-700 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	SARS-CoV
SWISS	P59594
단백질 분자량	139kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)