


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Sars 토끼 다클론 항체 - P49591

품목 번호: CM0016249



소개

인간 SARS(세릴-tRNA 합성효소)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 번역 및 혈관신생 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	SARS 토끼 pAb
비고/별칭	SARS; SERS; SERRS; NEDMAS
종	인간
유전자 ID (인간)	6301
유전자 ID	6301
면역원	인간 SARS(NP_006504.2)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P49591
단백질 분자량	59kDa
배송	아이스팩