

항-Sars/세릴-Trna 합성효소(Sars1) 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - P49591

품목 번호: CM0029703



소개

SARS(세릴-tRNA 합성효소, SARS1)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 사용 가능합니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응성을 보이며 번역 및 전사 조절 연구에 필수적인 제품입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SARS 토끼 pAb
비고/별칭	SARS; SERS; SERRS; NEDMAS
종	인간
GeneID (인간)	6301
GeneID	6301
면역원	인간 SARS(NP_006504.2)의 아미노산 1-300번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P49591
단백질 분자량	59kDa
배송 방식	아이스백