


항-Sart1 다클론 항체 (토끼 Pab), Wb, Ihc-P, Ip, Elisa 적용 가능 - O43290

품목 번호: CM0029059



소개

U4/U6.U5 트리-snRNP 스플라이싱 인자인 인간 SART1에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IP, ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 진단 및 연구 용도로 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SART1 토끼 pAb
비고/별칭	HAF; Ara1; HOMS1; Snu66; SART1259; SNRNP110; SART1
종	인간
유전자ID	9092
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O43290
단백질 분자량	90kDa
배송 방식	아이스백