

## Anti-Sart3 토끼 다클로날 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa) - Q15020

품목 번호: CM0014680



### 소개

스플라이스솜 재활용 인자인 SART3에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 랫트의 WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. mRNA 스플라이싱 및 유전자 조절 연구에 이상적입니다.

### 자세히 알아보기

| 매개변수        | 값                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 제품명         | SART3 Rabbit pAb                                               |
| 비고/별칭       | P100; p110; DSAP1; TIP110; p110(nrb); RP11-13G14; SART3        |
| 종           | 사람 (Human)                                                     |
| 유전자 ID (사람) | 9733                                                           |
| 유전자 ID      | 9733                                                           |
| 항원          | 사람 SART3 (NP_055521.1)의 아미노산 664-963에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질 |
| 공급원         | 토끼 (Rabbit)                                                    |
| 카테고리        | 다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)                                |
| 애플리케이션      | WB, IHC-P, ELISA                                               |
| 교차 반응성      | 사람, 쥐, 랫트 (Human, Mouse, Rat)                                  |
| SWISS       | Q15020                                                         |
| 단백질 크기      | 110kDa                                                         |
| 배송          | 아이스 백 (Ice bag)                                                |