

Wb, Elisa용 Anti-Sat1 토끼 다클로날 항체 - P21673

품목 번호: CM0028223



소개

사람 SAT1에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 폴리아민 아세틸화에 관여하는 SAT1(SSAT라고도 함)을 검출합니다. 마우스와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SAT1 Rabbit pAb
비고/별칭	SAT, DC21, KFSD, SSAT, KFSDX, SSAT-1, SAT1
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	6303
GeneID	6303
면역원	사람 SAT1 (NP_002961.1)의 아미노산 1-171에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	마우스 (Mouse)
SWISS	P21673
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스백