


## Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항Satb1 토끼 단클론 항체 - Q01826

품목 번호: CM0006660



### 소개

SATB1에 대한 고특이성 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광염색, 면역조직화학염색 및 ELISA에 적합합니다. 사람, 생쥐 및 쥐 SATB1과 교차 반응합니다. 염색질 및 전사 연구에 사용하세요.

### 자세히 알아보기

| 파라미터       | 값                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 제품명        | SATB1 토끼 단클론 항체                                                   |
| 비고/별칭      | DEFDA; KTZSL; SATB1                                               |
| 종          | 사람                                                                |
| 유전자ID (사람) | 6304                                                              |
| 유전자ID      | 6304                                                              |
| 면역원        | 사람 SATB1 (NP_002962.1)의 아미노산 572-763에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질입니다. |
| 공급원        | 토끼                                                                |
| 카테고리       | 단클론 항체                                                            |
| 적용 분야      | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                            |
| 교차 반응성     | 사람, 생쥐, 쥐                                                         |
| SWISS      | Q01826                                                            |
| 단백질 분자량    | 86kDa                                                             |
| 배송 방식      | 아이스백                                                              |