


Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Satb1 토끼 다클론 항체 - Q01826

품목 번호: CM0024767



소개

WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증된 SATB1 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 생쥐 및 쥐에서 반응합니다. 크로마틴 리모델링, T세포 발달 및 암 전이 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SATB1 Rabbit pAb
비고/별칭	DEFDA; KTZSL; SATB1
종	사람
유전자 ID (사람)	6304
면역원	사람 SATB1 (NP_002962.1)의 아미노산 572-763에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	Q01826
단백질 분자량	86 kDa
배송 방법	아이스 팩